



Fabricante: Stereo Optical Company, Inc.

Importado por: Promoción Optométrica de Burgos, S.L.

Contenido:

- Cuaderno/block con Tests de Estereopsis y clave de respuestas en la contraportada.
- Gafa polarizada pediátrica.
- Manual de usuario.

Finalidad

Test empleado para la detección ágil de la ambliopía y estrabismo, mediante la evaluación y cuantificación de la Estereopsis tanto gruesa como fina. Especialmente diseñado para la evaluación en niños, a partir de dos años.

Descripción del Test:

Tests consistentes en imágenes polarizadas de diferente nivel o dificultad.

Se visualizan a través de la gafa con lentes polarizadas compatibles.

De este modo, las imágenes se perciben en profundidad (3D), mediante la Estereopsis, cuantificada en segundos de arco, como se describe a continuación:

- Test 1 (página I): 200" y 100".
- Test 2 (página II): 60" y 40".
- Test 3 (página III): 800" y 400".