



Fabricante: Vision Assessment Corporation.

Importado por: Promoción Optométrica de Burgos, S.L.

Contenido:

- Test
- Gafa polarizada intermedia.
- Gafa polarizada pediátrica.
- Funda/Estuche.
- Manual de usuario.

Finalidad

Test empleado para despistaje básico (Pasa/Falla de la Estereopsis para niños, no lectores o con dificultades de comunicación).

Diseñado específicamente para despistaje en colegios, pero su empleo es general.

Descripción del Test:

Test a realizar con la gafa polarizada compatible adaptada.

Test consistente en cuatro tarjetas:

- Dos Tarjetas "Test": con imagen de sonrisa polarizada. Disparidades: 480" y 240".
- Tarjeta "Demo": imagen de sonrisa plana de muestra.
- Tarjeta "En Blanco": sin imagen de sonrisa; tarjeta de despistaje.